

SeptoAccessories

From now. Everyday. Septodont Accessories.



Cuprins

INSTRUMENTE

| | |
|-------------------------------|---|
| Septo Contact | 4 |
| Septo Compo Shape..... | 6 |
| Septo Cure..... | 8 |

FINISARE ȘI LUSTRIURE

| | |
|---------------------------------|----|
| Septo Discs | 10 |
| Septo Wheels PX..... | 12 |
| Septo Polisher..... | 14 |
| Septo Fipo Strip | 16 |
| Septo Diamond Strip..... | 18 |
| Septo Diamond Paste..... | 20 |

MATRICE

| | |
|-------------------------------------|----|
| Septo Matrix Cervical..... | 22 |
| Septo Matrix Sectional | 24 |

PENE

| | |
|---------------------------|----|
| Septo Wedges | 26 |
|---------------------------|----|

IZOLARE

| | |
|------------------------|----|
| Septo Tape..... | 28 |
|------------------------|----|

PROFILAXIE

| | |
|--------------------------------|----|
| Septo Prophy Strip..... | 30 |
|--------------------------------|----|

INSTRUMENTE

SeptoContact

INSTRUMENTE PENTRU RECONSTRUCȚIA PUNCTULUI DE CONTACT


INDICAȚII

Instrumentele determină într-o mare măsură proprietățile funcționale ale materialelor dentare. Instrumentele bine alese influențează eficiența și ergonomia muncii dentiștilor. SeptoContact este un instrument foarte practic conceput pentru a reconstrui cu ușurință punctele de contact în procedurile de restaurare compozite.

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

Garanția de a reconstrui un punct de contact perfect într-un algoritm repetabil „în trei pași”.

- Un instrument pentru cavități mari (L) și unul pentru cavități mici (S).
- Fiecare instrument are un vârf distal și unul mezial.
- Instrumentele transparente care permit fotopolimerizarea.



FORMĂ DE PREZENTARE

DESCRIERE

SeptoContact:

2 instrumente, fiecare cu un vârf distal și unul mezial

SeptoContact
Instrumente



INSTRUMENTE

SeptoCompo Shape


PERII DE SILICON PENTRU MODELAREA COMPOZITULUI

INDICAȚII

Periile siliconice SeptoCompo Shape reprezintă o idee excelentă pentru modelarea plăcută și reușită a restaurărilor directe și indirecte. Ușurința de manipulare, controlul adaptării straturilor ulterioare și capacitatea de a controla fiecare compozit în termeni de „lipire” sunt avantajele indiscutabile ale acestor instrumente. SeptoCompo Shape asigură forma ideală, anatomică a compozitului.

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

- Permite evitarea liniilor între straturile compozitelor cauzate de tehnica straturilor
- Asigură suprafețe netede cu o reducere semnificativă a timpului pentru finisarea posterioară și lustruire.
- Disponibil în două variante, cu vârfuri dure și moi, pentru rezultate optime în funcție de duritatea compozitului utilizat.
- Vârfuri disponibile în 4 forme diferite, ceea ce permite adaptarea la diferite situații clinice.
- SeptoCompo se poate steriliza, împreună cu vârfurile de silicon.



FORMĂ DE PREZENTARE

DESCRIERE

SeptoCompo Shape: 2 instrumente + 8 vârfuri de silicon (moi/dure)

SeptoCompo Shape Refill: 4 vârfuri moi de silicon

SeptoCompo Shape Refill: 4 vârfuri dure de silicon

SeptoCompo Shape
Instrumente



INSTRUMENTE

SeptoCure


INSTRUMENTE CARE REDUC RISCUL INTEGRĂRII MARGINALE A RESTURĂRIILOR DIRECTE ADEZIVE ÎN REGIUNEA GINGIVALĂ

INDICAȚII

SeptoCure este un instrument special conceput pentru a îmbunătăți adaptarea marginală și pentru a spori eficiența polimerizării compozitelor, în zone cu acces direct dificil. "Scurgerile" din restaurările de clasa II, în zona de contact, vor fi reduse substanțial odată ce medicul dentist utilizează un instrument care conduce în mod ideal lumina lămpii de polimerizare și îmbunătățește adaptarea compozitului. Datorită sistemului SeptoCure, compozitul și bondingul vor fi tratate corespunzător și eficient, ceea ce înseamnă nu numai integritatea marginală excelentă, ci și parametrii mecanici doriți.

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

- Dezvoltat pentru a preveni și minimiza scurgerile marginale ale rășinilor în restaurările de clasă II.
- Nu aderă la compozite în timpul polimerizării.
- Instrumentul transparent permite o întărire mai eficientă a compozitelor prin intermediul luminii dirijate prin vârful instrumentului.
- Activează adaptarea compozitului, adecvată cavitații.
- Se poate steriliza.



FORMĂ DE PREZENTARE

DESCRIERE

SeptoCure: 2 instrumente, 4 vârfuri diferite

SeptoCure
Instrumente



FINISARE ȘI LUSTRIURE

SeptoDiscs

DISCURI DE FINISARE ȘI LUSTRIURE PENTRU COMPOZITE

INDICAȚII

Cea mai bună gamă de flexibilitate: permite accesul facil la toate suprafețele proximale și vestibulare.

Grosimea mai mică: facilitează și permite accesul și finisarea conturului și suprafețelor proximale.

Efect final de calitate: rugozitate minimă a suprafeței, luciu înalt.

Abrazivitate ridicată: rezultate finale mai bune într-un timp mai scurt, eliminarea ușoară a tuturor exceselor.

FEATURES AND BENEFITS

- Practic, cu o aplicare ușoară și durabilă.
- Sistemul de montare a mandrinei, instalarea ușoară și rapidă a discurilor, precum și inversarea suprafeței abrazive în poziție mezială și distală.
- Discuri ultra-fine foarte flexibile și versatile. Ideal pentru zone greu accesibile.
- Patru grosimi – cod de culoare, disponibile în dimensiuni de 1/2" și 3/8".



FORMĂ DE PREZENTARE

DESCRIERE

SeptoDiscs Kit: 120 discuri + SeptoDiscs Mandrel (ø 1/2": 20 x Coarse, 20 x Medium, 20xFine, 20xExtra-Fine, ø 3/8": 10 x Coarse, 10 x Medium, 10 x Fine, 10 x Extra-Fine)

SeptoDiscs Assorted Refill ø 1/2": 50 discuri (15 x Coarse, 15 x Medium, 10 x Fine, 10 x Extra-Fine)

DESCRIERE

SeptoDiscs Coarse Refill ø 1/2": 50 discuri

SeptoDiscs Medium Refill ø 1/2": 50 discuri

SeptoDiscs Fine Refill ø 1/2": 50 discuri

SeptoDiscs Extra-Fine Refill ø 1/2": 50 discuri

SeptoDiscs Mandrel: 1 buc.

SeptoDiscs

finisare și lustruire



FINISARE ȘI LUSTRIURE

SeptoWheels PX

PERII (ROȚI) IMPREGNATE

INDICAȚII

Efectuarea restaurării perfecte necesită abilități, materiale perfecte și instrumente fiabile. Pentru a obține un efect final unic al lustrului, un element indispensabil este peria de pâslă SeptoWheels PX!

Reflexia de pe suprafață dă efectul dorit și aspectului natural al reconstrucției. SeptoWheels PX sunt compuse din lână naturală impregnată cu pastă de lustruire abrazivă, activată cu câteva picături de apă.

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

- Efect excelent în timpul lustruirii finale – suprafețe strălucitoare.
- Conferă dinți frumoși, albi și strălucitori după proceduri de albire.
- Impregnată cu pastă ultra-fină de lustruire deshidratată, activată cu doar câteva picături de apă naturală.
- Disponibil în dimensiuni de 9,5 mm



FORMĂ DE PREZENTARE

DESCRIERE

SeptoWheels PX*: 12 perii impregnate
+ SeptoPlus Mandrină

SeptoPlus Mandrel: 1 buc.

* obligatoriu mandrină SeptoPlus

SeptoWheels PX

finisare și lustruire



FINISARE ȘI LUSTRIURE

SeptoPolisher

GUME DE SILICON DE LUSTRUIT COMPOZITE, IONOMERI DE STICLĂ ȘI AMALGAME

INDICAȚII

SeptoPolisher oferă un algoritm de management clinic scurtat atunci când lucrează cu gume de silicon.

În funcție de puterea aplicată, este posibil să aveți atât efect de finisare, cât și lustruire cu doar un singur instrument. Aplicarea unei puteri mai mari intensifică eficiența fazei de finisare. Pentru a obține calitatea dorită de lustruire, utilizați o forță mai mică, ceea ce are ca rezultat o suprafață netedă și luminoasă ca smalțul.

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

- O gumă de silicon este suficientă pentru a obține finisarea și lustruirea dorită a restaurării, economisind timp și materiale abrazive în timpul procedurii.
- Gumele - de înaltă rezistență pot fi utilizate de mai multe ori, adecvate pentru sterilizare.
- Disponibil în 3 forme: con, disc, cupă.



FORMĂ DE PREZENTARE

DESCRIPTION

SeptoPolisher* Assorted Refill: 8 buc. + SeptoPlus Mandrel (3 x con, 3 x disc, 2 x cupă)

SeptoPolisher* Refill: 8 buc. conuri + SeptoPlus Mandrel

SeptoPolisher* Refill: 8 buc. disc + SeptoPlus Mandrel

SeptoPolisher* Refill: 8 buc. cupe + SeptoPlus Mandrel

SeptoPlus Mandrel: 1 buc.

*obligatoriu mandrină SeptoPlus

SeptoPolisher

finisare și lustruire



FINISARE ȘI LUSTRIURE

SeptoFipo Strip

BENZI DE POLIESTER, ACOPERITE CU OXID DE ALUMINIU


INDICAȚII

SeptoFipo Strips – Benzile SeptoFipo sunt indicate pentru finisarea și lustruirea fețelor proximale în restaurările de compozit.

Folosiți centrul neutru al benzii pentru a insera banda în spațiul proximal. Începeți să finisați restaurarea cu partea mai abrazivă (gri) și apoi lustruiți cu partea fină (albă).

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

- Granulație medie și fină, separate de un spațiu neutru, pentru o inserție mai ușoară în zona punctului de contact, fără să îl deterioreze
- Disponibil în variante de 2,5 mm și 4 mm lățime



FORMĂ DE PREZENTARE

DESCRIERE

SeptoFipo Strips: 100 benzi (2,5 mm)

SeptoFipo Strips: 100 benzi (4 mm)

SeptoFipo Strip

Finisare și lustruire



FINISARE ȘI LUSTRIURE

SeptoDiamond Strip

BENZI DIN OȚEL INOXIDABIL, DIAMANTATE

INDICAȚII

SeptoDiamond Strip este o bandă de oțel diamantată indicată pentru finisarea materialelor de obturație și pentru stripping ortodontic.

Pentru a atinge rezultate excelente este recomandat să se folosească ambele benzi, începând cu cea de granulație medie și terminând cu cea de granulație fină.

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

- Finisare excelentă a restaurărilor
- Performanță ridicată în stripping-ul ortodontic
- Durabilitate crescută
- Disponibilă în variantele cu granulație: fină (galbenă) și medie (roșie) – 2,5 mm lățime.



FORMĂ DE PREZENTARE

DESCRIERE


SeptoDiamond Strips: 12 benzi 2,5 mm (fină)

SeptoDiamond Strips: 12 benzi 2,5 mm (medie)

SeptoDiamond Strips: 12 benzi 2,5 mm (medie și fină)

SeptoDiamond Strip

Finisare și lustruire



FINISARE ȘI LUSTRIURE

SeptoDiamond Paste

PASTĂ DE LUSTRIURE DIAMANTATĂ

INDICAȚII

SeptoDiamond Paste este o pastă de lustruire cu diamante concepută pentru lustruirea finală și pentru obținerea luciului de cea mai înaltă calitate a tuturor restaurărilor directe și indirecte. Oferă cel mai bun efect lucios pe email, ceramică, compozite, amalgame și suprafețe metalice. Recomandat să se utilizeze cu discuri SeptoWheels PX.

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

- Lustruire excelentă și o strălucire naturală, vizibilă pe toate materialele de restaurare și inclusiv pe smalț.
- Se pot folosi atât în cabinetul dentar cât și în laboratoare.
- Extra-fin (1-2 microni).
- Hidrosolubile, deci rezidurile sunt ușor de îndepărtat.



FORMĂ DE PREZENTARE

DESCRIERE

SeptoDiamond Paste: 2 g seringă

SeptoDiamond Paste

Finisare și lustruire



MATRICE

SeptoMatrix Cervical

SISTEM DE MATRICE TRANSPARENTE PENTRU RESTAURĂRILE CLASA V

INDICAȚII

SeptoMatrix Cervical este un instrument excelent, necesar în timpul modelării restaurărilor directe de compozit. Medicii cu experiență sunt extrem de pragmatici în alegerile lor și, prin urmare, apreciază foarte mult calitatea accesoriilor și instrumentelor. Setul de matrice include cinci forme flexibile în diferite dimensiuni. Acestea oferă un confort excelent al muncii, reduc timpul de lucru și asigură o adaptare perfectă în zona marginilor gingivale.



CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

- Datorită dimensiunilor diferite, pot fi ușor adaptate restaurărilor de clasa V.
- Materialele compozite pot fi fotopolimerizate prin matricele transparente, în timp ce sunt ținute sub presiune, obținând o suprafață netedă care mai necesită doar o simplă finisare fără alți pași.
- Nu aderă la compozite și cimenturi ionomere de sticlă.
- Se poate steriliza.

FORMĂ DE PREZENTARE

DESCRIERE

SeptoMatrix Cervical: 2 instrumente + 10 matrice
(2 x Extra-Large, 2 x Large, 2 x Medium, 2 x Small,
2 x Extra-Small)

SeptoMatrix Cervical Assorted Refill: 50 matrice
(10 x Extra-Large, 10 x Large, 10 x Medium,
10 x Small, 10 x Extra-Small)

DESCRIERE

SeptoMatrix Cervical Refill: 50 matrice Extra-Large

SeptoMatrix Cervical Refill: 50 matrice Large


SeptoMatrix Cervical Refill: 50 matrice Medium

SeptoMatrix Cervical Refill: 50 matrice Small

SeptoMatrix Cervical Refill: 50 matrice Extra-Small

SeptoMatrix Cervical

Matrice



MATRICE

SeptoMatrix Sectional

SISTEMUL MATRICIILOR SECȚIONALE PREFORMATE PENTRU RESTAURĂRILE CLASA II

INDICAȚII

Sistemul SeptoMatrix este indicat pentru restabilirea cavităților de clasă II. Acesta oferă cele mai convenabile condiții posibile, pentru reconstrucția precisă a punctelor de contact și obține o anatomie naturală a dinților în zona proximală. Inelele sunt echipate cu vârfuri triunghiulare de silicon pentru adaptarea perfectă a restaurării. Consolidarea inelelor garantează forțe controlate în timpul separării – inel dur (albastru) sau inel moale (roz) – și o mai mare stabilitate în timpul procedurii de reconstrucție cu o durabilitate sporită suplimentară a inelelor.

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

- Armare – material rezistent.
- Design unic: conferă stabilitate, permite deschiderea în condiții sigure, cu ajutorul forcepsului.
- Ușor, rapid și confortabil de aplicat – sistem cu inel, care înlocuiește matricele tipice.
- Matrice secționale disponibile în 3 dimensiuni diferite pentru o adaptare mai bună la toate situațiile clinice.
- Vârfuri de silicon cu inel – se pot steriliza.



FORMĂ DE PREZENTARE

DESCRIERE

SeptoMatrix Sectional Assorted Kit: 100 matrice (30 x Large, 40 x Medium, 30 x Small) + 2 inele (dur și moale) + 14 vârfuri triunghiulare de silicon

SeptoMatrix Sectional Assorted Kit: 50 matrice (15 x Large, 20x Medium, 15x Small) + 2 inele (dur și moale) + 8 vârfuri triunghiulare de silicon

SeptoMatrix Sectional Refill: 1 inel (dur) + 8 vârfuri triunghiulare de silicon

DESCRIERE

SeptoMatrix Sectional Refill: 1 inel (dur) + 8 vârfuri triunghiulare de silicon

SeptoMatrix Sectional Assorted Refill: 50 matrice (15 x Large, 20 x Medium, 15 x Small)

SeptoMatrix Sectional Refill: 50 matrice Large

SeptoMatrix Sectional Refill: 50 matrice Medium

SeptoMatrix Sectional Refill: 50 matrice Small

SeptoMatrix Sectional vârfuri triunghiulare de silicon 50 buc.



SeptoMatrix Sectional
Matrice

PENE

SeptoWedges

PENE ANATOMICE DE LEMN

INDICAȚII

Una dintre cerințele esențiale ale procedurii de restaurare directă este reconstrucția formei anatomice corespunzătoare. Aceasta presupune, desigur, necesitatea de a utiliza metode și instrumente care să sporească eficacitatea și predictibilitatea tratamentului dat. Penele de lemn de înaltă calitate sunt unul dintre elementele importante, care sunt incluse întotdeauna în algoritmul fluxului de lucru al medicului dentist.

| nr | înălțime | lățime | lungime |
|----|----------|--------|---------|
| 1 | 2,2 mm | 1,4 mm | 12 mm |
| 2 | 2,2 mm | 1,4 mm | 13 mm |
| 3 | 2,2 mm | 1,6 mm | 14 mm |
| 4 | 2,2 mm | 1,6 mm | 15 mm |
| 5 | 2,5 mm | 2,0 mm | 16 mm |

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

- Formă anatomică pentru o adaptare mai bună la spațiile interproximale și pentru a separa dinții adiacenți.
- Disponibile în 5 dimensiuni – cod de culoare



FORMĂ DE PREZENTARE

DESCRIERE

SeptoWedges Assorted: 100 buc. (30 x galben, 20 x bleu deschis, 20 x roșu, 20 x violet, 10 x natural)

SeptoWedges Refill: 100 buc. – galben

SeptoWedges Refill: 100 buc. – bleu deschis

SeptoWedges Refill: 100 buc. – roșu

SeptoWedges Refill: 100 buc. – violet

SeptoWedges Refill: 100 buc. – natural

SeptoWedges
Pene



IZOLARE

SeptoTape

BANDĂ PENTRU IZOLARE DENTARĂ

INDICAȚII

SeptoTape este indicată pentru izolarea dintelui în timpul gravării cu acid, dar și pentru aplicarea adezivilor, compozitelor sau altor materiale.

Realizată din material inert și flexibil, banda se adaptează în jurul dintelui, protejându-l împotriva efectelor nedorite ale contaminării în timpul procedurii de restaurare realizate pe dintele adiacent.

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

- Protejează dintele izolat împotriva agresiunilor nedorite
- Rezistentă la acid, adezivi și alți agenți chimici
- Foarte flexibilă și foarte fină pentru o inserare ușoară în zonele interproximale
- Creată exclusiv pentru uz dentar




FORMĂ DE PREZENTARE

DESCRIERE

SeptoTape: 5 m bandă pentru izolare dentară

SeptoTape
Izolare



PROFILAXIE

SeptoProphy Strip

BENZI DE OȚEL, NON-ABRAZIVE, PENTRU ÎNDEPĂRTAREA TARTRULUI INTERPROXIMAL

INDICAȚII

SeptoProphy Strips sunt indicate pentru îndepărtarea plăcii dentare și a tartrului.

SeptoProphy Strips sunt un ajutor indispensabil în timpul procedurilor de profilaxie. Cu micro-lamele circulare localizate în jurul găurilor benzii, pe o față a acesteia, oferă o acțiune puternică și precisă împotriva calculilor, prin urmare, păstrând integritatea smalțului și a materialelor de restaurare.

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

- Îndepărtare ușoară, rapidă și sigură a tartrului fără afectarea smalțului dentar
- Non-abraziv, păstrând smalțul, materialele de restaurare și elementele protetice intacte
- Micro-lamele circulare oferă mai multă precizie și grăbește îndepărtarea tartrului și plăcii dentare
- Acces ușor în zonele interproximale datorită grosimii de 0,05 mm



FORMĂ DE PREZENTARE

DESCRIERE

SeptoProphy Strips: 10 benzi

The background of the image consists of several horizontal bands of perforated metal strips. Each strip is a dark grey color with a regular grid of small, circular holes. The strips are separated by thin black lines, creating a layered, textured effect. The overall aesthetic is industrial and clean.

SeptoProphy Strips

Profilaxie

www.septoaccessories.ro



Septodont

58 Rue du Pont de Creteil

94100 Saint-Maur-des-Faussés – France

Tel.: +33 (0) 1 49 76 70 00

www.septodont.com